


Calzón pélvico

Cód CPN150/Cód CPN200

AJUSTE CALZÓN PÉLVICO EN CIRCUNFERENCIA



MODO DE USO




CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con hipora (tela respirable y resistente a rayos UV).
- Regulable al cuerpo.
- Permite control postural al alinear la cadera y suelo pélvico.

***Importante:** Ajustar a cintura de forma ceñida, dejando un espacio mínimo de holgura. En caso de que el usuario tenga botón gástrico u otras características, queda a criterio del cuidador el nivel de ajuste.


DIMENSIONES



CONSTITUIDO POR DOS PARTES A Y B

a

b



c

talla/ cm	a	b	c
S	80	20	37
M	95	26	43



S

Cód CNP150



M

Cód CNP200

COLORES DISPONIBLES



Azul



Rojo



Rosado



Morado



Verde